

ESCALPELO QUIRÚRGICO

HERRAMIENTA



DESCRIPCIÓN Y USOS

Es una herramienta utilizada para cortes de precisión, permite acceder a cavidades profundas y están contruidos de metal con una hoja de corte.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



GAFAS DE SEGURIDAD



GUANTES QUIRÚRGICOS

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

● HERIDAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Póngase todos los elementos de protección personal antes de utilizar el escalpelo.
- Retire anillos, pulseras, reloj entre otros, antes de utilizar el escalpelo.
- Verifique el buen estado de la cuchilla que no esté golpeada y que tengan buen filo.
- Solo personal capacitado y entrenado debe manipular el escalpelo, evitar que personal no autorizado lo use.
- Tenga presente que se debe tener un buen filo y estar libre de óxido y de deformaciones.
- Al utilizar el escalpelo realice siempre los movimientos de corte desde el cuerpo hacia fuera.
- Mantenga la distancia apropiada con otros compañeros.
- Utilice una funda protectora al momento de guardarlo.
- Transpórtelos en cajas debidamente diseñadas para ello, bolsas o cinturones portaherramientas.
- Evite llevarlo en los bolsillos.
- Trasládelos siempre utilizando su estucho o funda.
- Cerciórese de no dejar el escalpelo debajo de papel de deshecho, trapos o entre otras herramientas en cajones o cajas de trabajo.
- Asegúrese de utilizar el escalpelo adecuado en función del tipo de corte a realizar.
- Haga la reposición del escalpelo a medida que el filo se desgaste.
- Al terminar la labor realice orden y aseo en el área de trabajo.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Vida Suramericana S.A © Propiedad Intelectual de ARL SURA, 2021.

Línea de atención 01 8000 511 414

arlsura.com