

DESCRIPCIÓN Y USOS:

Son instrumentos que se emplean para facilitar la exposición de los tejidos durante la cirugía con el mínimo trauma posible.

Diseñados principalmente para conseguir la separación durante los procedimientos y permitir que los ayudantes tengan sus manos libres para colaborar con los cirujanos en otras tareas. El mecanismo mediante el cual se mantiene la tensión para la separación.

Son indispensables en cirugía pleural y abdominal. Constituidas por dos barras están unidas por un travesaño paralelo que se articulan para encontrar la mejor apertura.

Terminan en dientes que se enganchan en los bordes. Qx vasculares, safenectomías, peritoneo.

Son utilizados para procesos de intervención quirúrgica.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015.”

www.arlsura.com

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:


Guantes
desechables
látex



Gafas de
seguridad



Mascarilla
desechable



CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

- Golpes y heridas con el instrumento.
- Esfuerzo excesivo.
- Caídas.
- Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o virus.
- Atrapamiento con el instrumento

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ☑ Revisar y asegurarse de la limpieza de los mismos.
- ☑ Asegurarse de que funcionen adecuadamente.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015.”

www.arlsura.com

- ✍ Mantener sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso.
- ✍ Planear el trabajo a desarrollar seleccionando el instrumento correcto.
- ✍ Manejarlas con suavidad.
- ✍ Usar los instrumentos solo en su indicación precisa.
- ✍ Cuidar que sean esterilizados o desinfectarlos por el método adecuado.
- ✍ No ejecute ninguna operación si no está autorizado.
- ✍ Antes de comenzar el trabajo, piense en realizarlo en forma segura.
- ✍ Estar alerta a las condiciones inseguras, corregirlas y notificarlas inmediatamente.
- ✍ Mantener limpia y ordenada el área de trabajo.
- ✍ Guárdelas en el estuche que proteja el filo y en lugar donde no implique peligro.
- ✍ Realice los cortes en dirección contraria al cuerpo

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015.”

www.arlsura.com