



DESCRIPCIÓN Y USOS:

Instrumento que sirve para separar las paredes de la vagina con el fin de poder visualizar su interior. Estructuralmente está formada por una lámina metálica con los bordes romos que está doblada formando un ángulo que facilita la exploración ginecológica.

Posee un mango para traccionar de ella y la lámina termina en ángulo de 90° con respecto a este. Se utilizan para separar en profundidad (contenido pélvico). Sus componentes son en acero inoxidable.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Guantes
desechables
látex



Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015.”

www.arlsura.com

CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA

- ▶ Golpes con el instrumento.
- ▶ Atrapamiento con el instrumento
- ▶ Profundidad del pinchazo o corte.
- ▶ Esfuerzo excesivo de los instrumentos
- ▶ Microorganismos tipo hongos, bacterias y/o

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- ✍ Los instrumentos delicados pueden dañarse por el manejo brusco.
- ✍ Después de haber sido usado se debe realizar una adecuada limpieza.
- ✍ Quitar anillos, relojes y pulseras antes de utilizar los instrumentos.
- ✍ Debe ser usado por personal capacitado.
- ✍ Utilice cada instrumento únicamente para su uso previsto.
- ✍ Nunca deje o guarde los instrumentos húmedos o mojados.
- ✍ Los instrumentos dañados se deben apartar y desinfectar, limpiar y desechar de forma separada.
- ✍ Deje que el instrumental se enfríe a temperatura ambiente
- ✍ Cuidar que sean esterilizados o desinfectarlos por el método adecuado
- ✍ Proteger instrumentos con bordes, puntas y filos.
- ✍ Los instrumentos deben ser portados en forma segura.
- ✍ Use guantes desechables de látex durante los procedimientos que generen gotas de sangre o líquidos corporales.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015.”

www.arlsura.com

 Realice orden y aseo en el área de trabajo al finalizar la labor.

Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.

“Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de ninguna parte de esta obra, ni su comercialización ni publicación en cualquier medio, sin el permiso previo y escrito de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. © Propiedad Intelectual de ARL SURA, Enero de 2015.”

www.arlsura.com